

SCHEMA TECNICA

WI_ST 1008_SCOOTER FOLDABLE S19

NOME PRODOTTO SCOOTER FOLDABLE S19

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scoter pieghevole leggero e pratico da trasportare.

- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
- Sterzo regolabile in altezza
- Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
- Valigetta batteria rimovibile per poterla ricaricare separatamente dallo scooter
- Due ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Elevata stabilità dello sterzo grazie alle ruote gemellate anteriori
- Sedile smontabile con schienale abbattibile
- 4 Ruote in gomma piena
- Catarinfrangente posteriore

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1428R2153	SCOOTER FOLDABLE S19 BD/RDM: 1375728 CND: Y122124
14283023	SCOOTER FOLDABLE S19 BD/RDM: 1759690 CND: Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Heartway Medical Products Co., LTD NO. 6, Road 25, Taichung Industrial Park Taichung Taiwan - R.O.C.408	BEO Medconsulting Berlin GmbH Helmholtzstrase 2 D - 10587 Berlin

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

AZZURRO

Dimensioni

Ingombro larghezza: 50 cm
Profondità totale: 95 cm
Dimensioni da Chiuso: 75cm x 48,5 cm x 45 cm
Interasse: 69,5 cm
Profondità Sedile: 33 cm
Altezza sedile da terra: 50 cm
Altezza sedile-pedana: 30 cm
Altezza Schienale: 36 cm
Altezza da Terra: 6 cm
Larghezza seduta: 38 cm
Velocità massima: 6 km/h
Pendenza massima: 3°
Autonomia: 15 km¹
Ruote anteriori: doppia 180 mm x40 mm piena
Ruote posteriori: 200 mm x 50 mm piene

¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

Peso

27 Kg con batteria
25 Kg senza batteria

Portata massima

115 Kg

Alimentazione Elettrica

Batterie: Litio 24V 12 Ah
Motore: 4 POLI 270W
Centralina: S- DRIVE 45 Amp

Accessori e Ricambi

Cod. 79094017 - Borsa posteriore portaoggetti

Cod. 79092010 - Borsa porta scooter

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio